

Instalace programu ORDIN REHAB

1. Instalace programu ORDIN REHAB

Instalace z Internetu:

- Klikněte na odkaz v e-mailu s instalačním souborem **OrdinRehab2.xx_setup.exe** a spusťte jej. Soubor můžete také stáhnout, přenést na jiný počítač a pak jej spustit.
- Po spuštění instalačního souboru se zobrazí uvítací obrazovka průvodce instalací, který vás provede celým procesem instalace. Řiďte se pokyny instalačního průvodce a tlačítkem **Další** potvrzujte implicitně nabízené volby.
- Na obrazovce s výběrem součástí instalace ponechejte zaškrtnutou plnou instalaci se všemi volbami. Součástí Ukázková data zaškrtněte dle úvahy.
- Závěrečným tlačítkem **Instalovat** spustíte proces instalace.

Instalace z CD:

- Vložte instalační CD **ORDIN REHAB** do mechaniky a vyčkejte cca půl minuty na automatické spuštění instalačního programu.
- Pokud se instalační program nespustil, vyhledejte prostředky Windows soubor **OrdinRehab2.xx_setup.exe** na CD a spusťte jej. Použijte např. tlačítko **Start**, **Spustit** a **Procházet** a vyhledejte příslušný instalační soubor.
- Po spuštění instalačního souboru se zobrazí uvítací obrazovka průvodce instalací, který vás provede celým procesem instalace. Řiďte se pokyny instalačního průvodce a tlačítkem **Další** potvrzujte implicitně nabízené volby.
- Na obrazovce s výběrem součástí instalace ponechejte zaškrtnutou plnou instalaci se všemi volbami. Součástí **Ukázková data** zaškrtněte dle úvahy.
- Závěrečným tlačítkem **Instalovat** spustíte proces instalace.

2. Vytvoření zástupce na ploše Windows

- Na ploše Windows by měl být vytvořen nový zástupce **Ordin Rehab** pro snadnější spouštění programu **ORDIN REHAB**.
- Pokud není, vytvořte jej ručně. Na pracovní ploše klikněte pravým tlačítkem, zvolte **Nový /Zástupce**. Zadejte ručně **C:\OrdinRehab\Ordin.exe**, nebo vyhledejte **Ordin.exe** pomocí **Procházet**.
- Volte **Další** a do okénka **Zadejte název tohoto zástupce** vložte **Ordin Rehab**.
- Pokračujte tlačítkem **Dokončit**.

3. Spuštění programu

- Program **ORDIN REHAB** spustíte poklepem na zástupce na ploše obrazovky.
- V přihlašovací obrazovce ponechejte políčka **Terapeut** a **Heslo** prázdná.

4. Nastavení programu

- Nastavení programu proveďte dle pokynů v kapitole *První kroky s programem* uživatelské příručky nebo podle elektronické nápovědy v programu.

5. Licenční soubor

- K plné verzi programu je dodán licenční soubor **Licence.ini**, který je nahrán na instalačním CD nebo je dodán mailem. Soubor z přílohy mailu si uložte do počítače.
- Po spuštění programu použijte volbu **Registrovat** a v přihlašovacím dialogu vyhledejte soubor **Licence.ini** (na CD nebo uložený z mailu) a potvrďte.
- Náhradní způsob: soubor **Licence.ini** zkopírujte do složky **C:\OrdinRehab\Uziv**.

Vývoj a distribuce programu ORDIN

M-SOFT, Ing.Vladimír Pachel, Hrnčířská 670, 687 25 HLUK
tel: +420 602 871 968,
e-mail: msoft@uh.cz, web: www.ordin.cz